

Material		Inlay Onlay	Krone Kappe	Krone/Kappe mit Flieger	2 Elemente auf Zahnst.	3 Elemente auf Zahnst.	> 3 Elemente auf Zahnst. ≤ 2 Pontic	Krone Ti-Base	Krone m.Flieger auf Ti-Base	2 Elemente auf Ti-Base	3 Elemente auf Ti-Base	>3 Elemente auf Ti-Base ≤ 2 Pontic
DD cubeX²® ML (SHT)	Supertransluzent (49%) 750-800 Mpa*	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
DD cube ONE® (HT+)	Extratransluzent (45%) 1000 Mpa*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DD cube ONE® ML (HT+)	Extratransluzent (45%) >1250 Mpa*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DD Bio ZX² (HT)	Hochtransluzent (40%) 1100-1250 Mpa**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DD Bio ZW iso (HS)	Opak (35%) 1300-1450 Mpa**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* 3-Punkt Biegeprüfung

** 4-Punkt und 3-Punkt Biegeprüfung

Voreingefärbte Blank-Farben (Auf Lager)	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
DD cubeX²® ML (SHT)	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓				✓	
DD cube ONE® ML (HT+)	✓	✓	✓	✓			✓									
DD BioZX² color	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓					

Bitte beachten Sie, dass DD Cube ONE®, DD Bio ZX² und DD Bio ZW iso von uns eingefärbt in allen Vita-Farben erhältlich ist.